

# TOPBASE

Plaque thermoplastique pour le rebasage des prothèses amovibles

**BIOCOMPATIBLE sans BisGMA, TEGDMA, HEMA**



## INDICATIONS

- Rebasage rigide, semi-définitif des prothèses amovibles.



## AVANTAGES

- Mise en œuvre très facile et rapide :
  - Pas de mélange de produits
  - 10 à 15 minutes seulement pour un rebasage parfait
  - A l'aide d'un sèche-cheveux, ou d'un pistolet à air chaud
- TOPBASE adhère directement et fortement à toutes les résines d'appareils amovibles, sans traitement préalable, sans application d'un adhésif.
- Economique
- Esthétique
- Enregistrement précis des détails de la muqueuse
- TOPBASE peut être remodelé à tout moment en le réchauffant autant de fois que nécessaire
- Biocompatible, sans addition de BisGMA, TEGDMA, HEMA. Non toxique.

## REFERENCES & PRESENTATIONS

<b>TPU</b>	TOPBASE Kit de 2 plaques maxillaires
<b>TPD</b>	TOPBASE Kit de 2 plaques mandibulaires
<b>TPCLU</b>	TOPBASE Kit clinique de 10 plaques maxillaires
<b>TPCLD</b>	TOPBASE Kit clinique de 10 plaques mandibulaires
<b>TPK</b>	TOPBASE Set 1 plaque maxillaire + 1 plaque mandibulaire

*Dispositif médical de classe IIa.*