

## > Purefill ELSODENT

### Composites 100 % biocompatible et 100 % Made in France

Le laboratoire français **Elsodent**, créé en 1995 est le seul fabricant de composites dentaires de l'hexagone, exception française dans un secteur de pointe dominé par des géants allemands, japonais et américains.

Elsodent nous présente aujourd'hui un composite entièrement biocompatible, le **Purefill**, qui est un nano hybride sans TEGDMA, BISGMPA, BPA, MA.

Avec un fort taux de conversion (supérieur à 70%) et une très faible rétraction (moins de 2%), les qualités mécaniques de ce composite fortement chargé, le positionne parmi les meilleurs du marché. Parfaitement stable, il ne polymérise pas sous le scialytique et ne colle pas aux instruments. Sur le plan esthétique, il présente un excellent mimétisme, sans compter que son polissage et son glaçage se font en toute facilité. Il trouvera toute son indication pour toutes sortes de restaurations, autant anté-

rieures (classe III, IV et V) que postérieures (classe I, II et MOD). À noter également son intérêt pour les corrections esthétiques du type diastèmes, hypoplasies, décolorations. Sa version « flow » avec sa haute résistance à la flexion (supérieure à 100 MPa) et son excellente thixotropie (c'est-à-dire sa propriété en tant que « gel » de se liquéfier puis de revenir à l'état solide au repos), font de PureFill le composite fluide idéal pour le collage entre autres des attelles de contention (dents mobiles en parodontologie ou après traitement orthodontique).

