

LA RECONSTITUTION

by  **ELSODENT**

Bio+



DUAL

CORE D
CDD-25 | CDB-25



FLOW

CORE D FLOW
CDF-5

PHOTO



CORE D LC
CDLCD-6 | CDLCD-6

INDICATIONS Reconstitution corono-radicaire composites (dents dévitalisées, etc.)
Scellement de tenons radiculaires, en conjonction avec un adhésif en mode "dual"

EXCELLENTE THIXOTROPIE

Utilisation sans matrice. Gain de temps et meilleure vision du champ opératoire

DURETÉ COMPARABLE À CELLE DE LA DENTINE

Aucune différence de sensation lors de la taille

RADIO-OPAQUE

210% Al équivalent

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à la flexion = 130 MPa

Résistance à la compression ≈ 330 MPa

Taux de conversion = 70%

FORMULATION OPTIMISÉE

Pour utilisation duale des adhésifs HEALBOND MP & HEALBOND MAX sans activateur

BIO+

CORE D est formulé sans perturbateurs endocriniens BisGMA ou BPA, ni addition de TEGDMA ou HEMA



Excellente thixotropie
Mise en place sans matrice !

> LES TENONS FP

Tenons en fibre de verre pour ancrage radicaire. Biocompatible

Blister individuel. Absence de contamination croisée, hygiène accrue et préhension facilitée.

Surface rugueuse pour une rétention exceptionnelle du composite et/ou du ciment et translucide pour une conduction de la lumière améliorée

Module d'élasticité proche de celui de la dent pour une répartition homogène des contraintes mécaniques

Radio-opacité équivalent à une plaque d'aluminium de 2mm d'épaisseur. Ils engendrent un profil d'image facilement reconnaissable sur les radiographies dentaires.




KFP-15

Identification facile & rapide par code couleur

■ 1.00mm ■ 1.20mm ■ 1.35mm

> CAS CLINIQUE

Reconstitution coronaire avec tenon fibré FP



> LE + BIO

Des formulations sans addition de **TEGDMA**, **HEMA**, ni perturbateurs endocriniens **BisGMA** ou **BPA**.


Pour des produits dentaires aux formulations innovantes, plus respectueuses de la santé des patients, élaborées sans addition de résines potentiellement toxiques que sont le TEGDMA, l'HEMA, le BisGMA. La biocompatibilité est au cœur de notre recherche !



> LE + SMART

MULTI-INDICATION & SANS ACTIVATEUR

Au sein de la gamme ELSODENT, les systèmes de collage HEALBOND MP & HEALBOND MAX s'utilisent sans activateur quel que soit le matériau: composites photo/auto-polymérisables et à prise duale, et résines-ciments universels.



> FABRICATION FRANÇAISE

Depuis 25 ans ELSODENT développe et fabrique, exclusivement en France, une gamme complète de produits dentaires haut de gamme, innovants et cliniquement performants, à la biocompatibilité améliorée. Un site unique, basé en Ile-de-France, intégrant les départements R&D, production et logistique.