

ALGIPLUS & ALGIPERF

Alginate de classe A, type 1



AVANTAGES

Grande élasticité : évite le déchirement du matériau sous faible épaisseur et réduit les déformations

Thixotrope. Reste dans la gouttière sans couler

Couleur foncée pour une meilleure lecture des détails de l'empreinte

Action anti-bactérienne. Après rinçage, l'empreinte est déjà décontaminée avant l'envoi au laboratoire de prothèse

Goût agréable (menthe)

REFERENCES & PRESENTATIONS

AP-500 ALGIPLUS 1 sachet 450g, violet foncé

AA-500 ALGIPERF 1 sachet 500g, vert foncé

Dispositif médical de classe I

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	ALGIPLUS	ALGIPERF
Précision	50µ	20µ
Temps de travail total	1min 45s	1min 45s
Temps de prise en bouche	environ 30s	environ 30s
Compatibilité	avec tous les plâtres	avec tous les plâtres
Stabilité dimensionnelle	L'empreinte peut être conservée (dans un sachet hermétiquement fermé) 4 jours	7 jours

NOTE Les temps de travail et de prise peuvent varier significativement selon la température de l'eau utilisée